

Paciente:

Médico:

Data:

TESTE DE CONTATO PADRÃO (*Patch test*)

Substâncias testadas:

- 1) Bateria Padrão contendo 30 substâncias definidas e padronizadas pelo Grupo Brasileiro de Estudo em Dermatite de Contato (GBEDC).

Preparo da pele do paciente – a pele do paciente estava limpa, livre de cremes, pomadas ou qualquer tipo de substâncias. O paciente não apresentava sudorese excessiva ou lesão dermatológica no local do teste. A região foi limpa com algodão embebido com éter etílico.

Local do teste - O teste foi aplicado na região dorsal do tronco, tendo como limite superior a primeira vértebra torácica, como limite inferior os ossos da pelve e como limites laterais as linhas axilares posteriores.

Execução do teste - Usamos uma câmara para cada substância a ser testada colada com fita adesiva com os contensores na pele do dorso do paciente a partir da extremidade inferior pressionando gradualmente de baixo para cima, em seguida pressionamos levemente cada câmara para uma distribuição uniforme da substância do teste. O paciente foi orientado a não realizar movimentos bruscos ou molhar o local em que estão colocados os contensores até o dia da sua retirada.

Primeira leitura – após 48 horas, demarcamos o local, os contensores foram retirados e procedemos a primeira leitura.

Segunda leitura - a leitura final foi feita após 96 horas da colocação do teste.

A leitura seguiu o padrão proposto pelo Grupo Internacional de Dermatites de Contato:

- (-) reação negativa
- (?) reação duvidosa – eritema leve mal definido sem edema
- (+) reação fraca - eritema mais edema, infiltração e raras vesículas
- (++) reação positivo forte – eritema, infiltração, pápulas, vesículas isoladas
- (+++) reação positivo muito forte – eritema, infiltração, pápulas, vesículas agrupadas com bolhas.
- RI – reação irritativa

TESTE DE CONTATO PADRÃO

Grupo Brasileiro de Estudo em Dermatite de Contato (GBEDC) substâncias e concentrações

Substância Concentração (%)	1ª leitura	2ª leitura
Antraquinona 2%		
Bálsamo do Peru 25%		
Benzocaína 5%		
Bicromato de potássio 0,5%		
Butil fenol para terciário 1%		
Carba "mix" 3%		
Cloreto de cobalto 1 %		
Colofônio 20%		
Etilenodiamina 1%*		
Formaldeído 1%		
Hidroquinona 1%		
Irgasan 1%		
Kathon CG 0,5%		
Lanolina 20%		
MBT "mix" 2%		
Neomicina 20%		
Nitrofurazona 1%*		
Parabeno "mix" 15%		
Parafenilenodiamina 1%		
Perfume "mix" 7%		
PPD "mix" 0,4%		
Prometazina 1 %		
Propilenoglicol 10%		
Quaternium 15 1%		
Quinolina "mix" 6%		
Resina Epoxi 1%		
Sulfato de níquel 5%		
Terebintina 10%		
Timerosal 0,1%		
Tiuran "mix" 1%		